

Dicom CD Feeder


**DICOM kompatibler CD und DVD Einspieler von Fremd-CDs
Anpassung an Ihre vorhandene Datenbankstruktur**

... die komplette Lösung zum Einspielen von externen CDs die Ihr Haus erhalten hat.
Information zu der/den Untersuchung/en werden so angepasst, dass diese zu den
Einträgen in Ihrer Datenbank passen.

Beispiel:

Fremde Untersuchungsnummer: A28102005
zu
Ihrer Untersuchungsnummer: AE160725

Dicom CD Feeder – finden Sie externe CDs in Ihrem Archiv wieder.




Technische Funktionalitäten:

- Abfrage gegen einen oder mehrere Archivserver
- Job-Datenbank
- CD Inhaltsangabe
- Anonymisierung des CD Inhaltes
- Job Monitor
- Browser basierende Bedienoberfläche
- inkl. Viewer zur Vorbetrachtung und Auswahl
- Multi-Patient und Multi-Examination fähig

Connectivity:

- Anschluss an jedes DICOM PACS
- Anschluss an jede DICOM Worklist taugliche Patientenakte




Hardware Voraussetzung:

- Standard PC mit CD Rom Laufwerk zum einlesen der externen Medien
- 1 GB Ram erhöht die Performance erheblich




So einfach geht es:


1. externe CD einlegen und öffnen




2. Datenanfrage ans das Informationssystem aufgeben



3. Auswahl der neuen gewünschten Datensätze



4. Studie an das PACS senden



5. Fertig!

Nie wieder externe Datensätze im eigenen PACS „verlieren“.

